

**Protectaplast®**



*Pet Protection* 🐾 🐾



**Professionelles Erste-Hilfe-Material**  
*Für Haustiere & Nutztiere*





Als Tierarzt wissen Sie, wie wichtig hochwertiges  
Verbandsmaterial für eine effektive Wundversorgung ist.

Protectaplast bietet eine **breite Palette  
Verbandsmaterialien**, welche die Heilung und  
den Komfort für Ihre Patienten verbessern. Wir  
kennen die **besonderen Bedürfnisse von Tieren**  
und haben unser Angebot für Verbandmaterialien  
auf die **Tiermedizin** zugeschnitten.



## *Kleine und große Haustiere*

Desinfektionsspray	4
Selbstklebender Schaumverband	5
Kohäsive Verbände	6
Kohäsive Verbände mit Wundkissen	7

## *Vieh und Nutztiere*

Desinfektionsspray	8
Klauenverbände	9
Zitzenverbände	10

## *Produktübersicht*

Komplettes Angebot alle Tiere	11
-------------------------------	----



# Kleine und große Haustiere



## Wundreinigung

Die Desinfektion von Wunden bei Tieren ist ein wichtiger Bestandteil der Wundversorgung und dient mehreren Zwecken:

- Infektionsprävention
- Reinigung
- Abbau von Biofilmen und Verringerung der bakteriellen Belastung in der Wunde.
- Verringerung von Entzündungsreaktionen



**Pet Protection Cleansing Spray auf Basis von Chlorhexidindiguconat** ist in großen und kleinen Mengen erhältlich und wird in der Veterinärmedizin zur Reinigung und Desinfektion von Wunden sowohl bei Haustieren als auch bei Nutztieren eingesetzt.

**Chlorhexidin besitzt antimikrobielle Eigenschaften** und kann dazu beitragen, Bakterien und andere Mikroorganismen, die Infektionen verursachen können, abzutöten oder deren Wachstum zu hemmen. Es kann zum Reinigen der Haut um die Wunde herum und zum Spülen oder Durchspülen der Wunde selbst verwendet werden.

Die Lösung kann zur Wundreinigung verwendet werden, indem die Wunde sanft ausgespült wird.

*Chlorhexidin eignet sich zur Reinigung der Oberfläche offener Wunden, sollte aber nicht in tiefere Gewebeschichten, offene Hohlräume oder Körperteile mit direktem Zugang zum Blutkreislauf (Augen, Ohren, Nase, ...) eingeführt werden. Vermeiden Sie die Anwendung von Chlorhexidin bei chronischen Wunden*

Ref	EAN	Description	Size	Package	Carton
1011PP.00	5407006145622	Cleansing Spray	50ml	20/pk	200/ct
1017PP.00	5407006145639	Cleansing Spray	250ml	36/pk	36/ct


# Selbstklebender Schaumverband

Die Wundversorgung ist ein wesentlicher Bestandteil der tierärztlichen Versorgung.

Ein selbstklebender Schaumverband kann die Wundversorgung bei Haustieren erleichtern, Stabilität und Komfort bieten sowie zu einer schnelleren Heilung beitragen.

Schaumverband bietet zahlreiche Vorteile:

- **Einfach anzubringen**
- **Stabilität und Fixierung**
- **Keine Schmerzen beim Entfernen da es nicht an der Haut oder am Fell klebt**
- **Kann während und nach chirurgischen Eingriffen verwendet werden**
- **Fixierung von intravenösen Infusionen**




Pet Protection Schaumverband ist in zwei Größen und zwei Farben erhältlich

Ref	EAN	Description	Size	Package	Carton
5500.00	5407006145585	Foam Blue	6cm x 4,5m	6/pk	72/ct
5501.00	5407006145592	Foam Blue	3cm x 4,5m	12/pk	144/ct
5510.00	5407006145608	Foam Beige	6cm x 4,5m	6/pk	72/ct
5511.00	5407006145615	Foam Beige	3cm x 4,5m	12/pk	144/ct

# Kohäsiven Verbänden


Die Verwendung von kohäsiven Verbänden ist eine sichere und wirksame Methode, um Verbände zu fixieren, Wunden zu schützen, Gelenke zu stützen und Schwellungen zu verhindern.

- Fixierung von Verbänden
- Wundschutz



## Längsgerichtete Fasern

- Äußerst elastisch
- Verstärkt die Bandage
- Bietet die gewünschte Spannung und den gewünschten Druck
- Außergewöhnlicher Komfort



## Extreme Flexibilität

- Passt sich der Körperform an des Körpers
- Bewahrt Bewegungsfreiheit
- Verringert Reibung und Irritationen
- Keine Einschränkung der Blutzirkulation

- Selbstklebend
- Klebt nicht am Fell oder der Haut des Tieres
- Unterstützung der Gelenke
- Vorbeugung von Schwellungen

Pet Protection Schnellverband ist in drei Größen erhältlich

Ref	EAN	Description	Size	Package	Carton
9086.00	5407006141655	Cohesive bandage	2,5cm x 4,5m	48/pk	288/ct
9085.00	5407006141662	Cohesive bandage	5cm x 4,5m	24/pk	144/ct
9087.00	5407006141679	Cohesive bandage	7,5cm x 4,5m	16/pk	96/ct

# Kohäsiven Verbänden mit Kompresse

Bei mäßigem bis starkem Wundexsudat kann ein kohäsiver Verband mit einer eingebetteten Kompresse aufgrund der Absorptionsfähigkeit der Kompresse nützlich sein.

- Wundschutz
- Einfache Anwendung und Fixierung
- Vereinfachter Verbandwechsel
- Kosteneinsparung



Ref	EAN	Description	Size	Package	Carton
9088.00	5407006143789	Cohesive bandage with pad	6cm x 2m	12/pk	192/ct
9089.00	5407006143796	Cohesive bandage with pad	8cm x 2m	12/pk	144/ct



# Vieh und Nutztiere

- HUF- UND KLAUENPROBLEMEN
- MASTITIS



## Reinigung und Pflege

**Pet Protection Cleansing Spray auf Basis von Chlorhexidindigluconat** kann zur Pflege von Hufen und Klauen von Tieren verwendet werden. Es kann dazu beitragen, den Huf oder die Klaue zu reinigen und zu desinfizieren sowie bestimmte Erkrankungen zu verhindern oder zu behandeln..

- **Desinfektion von Huf- und Klauenverletzungen:**  
Um die bakterielle Belastung zu verringern und eine Infektion zu verhindern.
- **Behandlung von Huf- und Klauenproblemen:**  
Um bakterielle Infektionen zu beseitigen und die Heilung zu fördern.
- **Reinigung von Hufen und Klauen:**  
Allgemeines Reinigungsmittel für den Huf oder die Klaue.



Pet Protection Cleansing Spray ist in zwei Größen erhältlich

Ref	EAN	Description	Size	Package	Carton
1011PP.00	5407006145622	Cleansing Spray	50ml	20/pk	200/ct
1017PP.00	5407006145639	Cleansing Spray	250ml	36/pk	36/ct

*\* Die Anwendung von Chlorhexidin muss immer mit anderen geeigneten tierärztlichen Behandlungen kombiniert werden, z. B. mit dem Beschneiden des Hufs oder der Klaue und dem Entfernen von infiziertem Gewebe.*

*Die richtige Anwendung und Verdünnung von Chlorhexidin hängt von der jeweiligen Situation und den Empfehlungen eines Tierarztes oder professionellen Hufschmieds ab. Diese Fachleute können die Gesundheit des Hufs oder der Klaue beurteilen, die Art des Problems bestimmen und die am besten geeigneten Behandlungsmethoden empfehlen.*




# Klauenverbände

Es bestehen verschiedene häufige Huf- und Klauenprobleme bei Tieren, insbesondere bei Wiederkäuern wie Kühen, Schafen, Ziegen, Pferden, Ponys und Eseln.

Klauenverbände können auf folgende Weise eingesetzt werden:




- Schutz und Unterstützung
- Heilungsförderung
- Druckminderung



## Längsgerichtete Fasern

- Äußerst elastisch
- Verstärkt die Bandage
- Bietet die gewünschte Spannung und den gewünschten Druck
- Außergewöhnlicher Komfort

- Hygiene und Schutz
- Identifizierung
- Erkennung und Sichtbarkeit



## Extreme Flexibilität

- Passt sich der Form an des Hufs/der Klaue
- Bewahrt Bewegungsfreiheit
- Verringert Reibung und Irritationen
- Keine Einschränkung

Pet Protection Klauenverband ist in 1 Größe und zwei Farben erhältlich

Ref	EAN	Description	Size	Package	Carton
9078.BL	5407006145110	Cohesive bandage Blue	10cm x 4,5m	12/pk	144/ct
9078.GR	5407006145103	Cohesive bandage Green	10cm x 4,5m	12/pk	144/ct

# Zitzenverband

Der Zweck eines Zitzenverbands bei Mastitis ist es, die Entzündung zu verringern, die Schwellung zu reduzieren und die Heilung zu fördern. Der Verband kann auch dazu beitragen, Schmerzen zu lindern und den Heilungsprozess zu beschleunigen. Außerdem kann der Zitzenverband der Kuh dabei helfen, bequemer zu stehen und Milch zu produzieren. Der Zitzenverband bietet noch weitere wichtige Funktionen:

- **Schutz und Isolierung der Umwelt**
- **Druckverteilung**, lindert Schmerzen und fördert die Genesung
- **Einfaches Anbringen dank der selbstklebenden Eigenschaft**



### Porösen Struktur

- Ermöglicht die Zirkulation von Luft und Feuchtigkeit um die Wunde herum
- Hält den optimalen Feuchtigkeitsgehalt aufrecht
- Verhindert, dass Feuchtigkeit eingeschlossen wird
- Reduziert das Infektionsrisiko

### Absorptionsfähigkeit

- Nützlich bei feuchten Wunden oder Wundexsudation
- Absorbiert überschüssige Feuchtigkeit
- Verhindert die Reizung der Wunde

### Extreme Flexibilität

- Passt sich der Körperform an des Körpers
- Bewahrt Bewegungsfreiheit
- Verringert Reibung und Irritationen
- Keine Einschränkung der Blutzirkulation

Pet Protection Spenverband is beschikbaar in twee maten en twee kleuren: blauw en beige

Ref	EAN	Description	Size	Package	Carton
5500.00	5407006145585	Foam Blue	6cm x 4,5m	6/pk	72/ct
5501.00	5407006145592	Foam Blue	3cm x 4,5m	12/pk	144/ct
5510.00	5407006145608	Foam Beige	6cm x 4,5m	6/pk	72/ct
5511.00	5407006145615	Foam Beige	3cm x 4,5m	12/pk	144/ct



# Produktübersicht

Beschreibung	Produkt	Markt	Ref	EAN	Größe	Package	Karton
Cleansing Spray		 	1011PP.00	5407006145622	50ml	20/pk	200/ct
Cleansing Spray		 	1017PP.00	5407006145639	250ml	36/pk	36/ct
Foam Blue		 	5500.00	5407006145585	6cm x 4,5m	6/pk	72/ct
Zitzenverband							
Foam Blue		 	5501.00	5407006145592	3cm x 4,5m	12/pk	144/ct
Zitzenverband							
Foam Beige		 	5510.00	5407006145608	6cm x 4,5m	6/pk	72/ct
Zitzenverband							
Foam Beige		 	5511.00	5407006145615	3cm x 4,5m	12/pk	144/ct
Zitzenverband							
Cohesive bandage		 	9086.00	5407006141655	2,5cm x 4,5m	48/pk	288/ct
Cohesive bandage							
Cohesive bandage		 	9085.00	5407006141662	5cm x 4,5m	24/pk	144/ct
Cohesive bandage							
Cohesive bandage		 	9087.00	5407006141679	7,5cm x 4,5m	16/pk	96/ct
Cohesive bandage							
Cohesive bandage with pad		 	9088.00	5407006143789	6cm x 2m	12/pk	192/ct
Cohesive bandage with pad							
Cohesive bandage with pad		 	9089.00	5407006143796	8cm x 2m	12/pk	144/ct
Cohesive bandage with pad							
Cohesive bandage Blue		 	9078.BL	5407006145110	10cm x 4,5m	12/pk	144/ct
Klauenverbände							
Cohesive bandage Green		 	9078.GR	5407006145103	10cm x 4,5m	12/pk	144/ct
Klauenverbände							



Ortho Medic Care nv  
Evolis 100  
B-8500 Kortrijk

contact us via [sales@detectaplast.be](mailto:sales@detectaplast.be)



*Pet Protection* 🐾 🐾

**Protectaplast®**